




Présentation de PANOPTES COVID-19

Faites le test !



Approchez votre front à 30 mm du point **A**.

Dégagez votre front (les cheveux sont un obstacle) et enlevez vos lunettes au préalable, si vous en portez.

Le résultat s'affiche en quelques secondes sur l'écran (point **B**) et au point **C**.

Vert : Ouf ! Tout va bien

Rouge : Oups, vous avez peut-être attrapé un simple rhume ou un coup de froid ?
Néanmoins, référez-vous aux directives sanitaires du gouvernement français.

Le capteur mesure la température de la peau, température qui varie entre 33,5 et 36,9°C pour un sujet en bonne santé. La température externe est inférieure à la température interne du corps, qui varie entre 36,1 et 37,8°C. L'alarme est envoyée à partir de 37°C.

Merci d'avoir participé.

Équipe PANOPTES

Visitez le site www.panoptes-hm.com